



Hochfrequenzkabel

Zum Anschluss von Medi-Globe-Instrumenten an HF-Generatoren verschiedener Hersteller

Katalog Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge (cm)
GAC-51-04-300	ERBE 4 mm	300
GAC-51-05-300	ERBE 5 mm	300
GAC-52-04-300	Martin/Berchthold 4 mm	300
GAC-53-08-300	Valleylab, 8 mm	300
GAC-54-06-300	Olympus, 6 mm	300

L-GAC-SU-01-DE / LL-0412 Vers. 1.0 (01/2021)



Zubehör

Einmalgebrauch

Biopsieventile

Unterstützt die Spül- und Absaugfunktion

Beißringe

Ergonomische Anpassung an die Gesichtskontur des Patienten

Reinigungsbürsten

Geschützte Bürstenspitze

Hygienische Lagerung und Vermeidung von Beschädigungen des Arbeitskanals

HF-Anschlusskabel



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

Biopsieventile & Beißringe – Einmalgebrauch



Biopsieventil – Standard

Einzeln verpackt in Spenderbox

Katalog Nr.	Geeignet für Endoskope von	Farbe
GAC-04-00-001	OLYMPUS/ FUJIFILM (500 Serie und neuer)/Storz	Blau
GAC-04-01-001	PENTAX	Rot



Biopsieventil – mit Spülkanal

Einzeln verpackt in Spenderbox

Katalog Nr.	Geeignet für Endoskope von	Farbe
GAC-04-00-002	OLYMPUS/ FUJIFILM (500 Series and newer)/Storz	Blau
GAC-04-01-002	PENTAX	Rot



Beißring – Latex-frei

Einzeln verpackt in Spenderbox box

Katalog Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
GAC-01-01-001	Mit Zungen- drücker und Gummi-Halteband	W 19 x H 18



Beißring – Latex-frei

Einzeln verpackt in Spenderbox box

Katalog Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
GAC-01-03-001	Mit Gummi- Halteband	W 26 x H 18



Beißring – Latex-frei

Einzeln verpackt in Spenderbox box

Katalog Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
GAC-01-03-002	Mit Textil- Halteband	W 23 x H 20




Beißring – Latex-frei

Einzeln verpackt in Spenderbox box

Katalog Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
GAC-01-01-002	Ohne Halteband	W 26 x H 18



Reinigungsbürsten – Einmalgebrauch



Reinigungsbürsten-Set für Endoskope

Doppelseitige Arbeitskanal- und Ventilbürste; unsteril

Katalog Nr.	Beschreibung	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamtlänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GAC-03-05-230	Bürste 1: doppelseitige Arbeitskanal- bürste	5/5	20/20	230	2,8
	Bürste 2: doppelseitige Ventilbürste	5/12	20/40	15	n.a.



Ventil-Reinigungsbürste

Doppelseitig; unsteril

Katalog Nr.	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamtlänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GAC-03-05-012	5/12	20/40	15	n.a.



Reinigungsbürste

Doppelseitig; unsteril

Katalog Nr.	Farbe	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamtlänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GAC-02-03-230	Grün	3/3	20/20	230	2,0
GAC-02-05-230	Gelb	5/5	20/20	230	2,8
GAC-03-05-011	Gelb	5/11	20/40	230	2,8–6,0

